



カナダ生まれの新リネン

Comfort Linen

摩擦を圧倒的に軽減! 動きを促す体位変換器 プレベンティブシート

特許
取得済

トライボロジー※の技術を応用

カナダの理学療法士が開発したシートです

※トライボロジー(摩擦学): 相互運動を行う2つの物体の接触面に関する研究と技術

介護保険レンタル対応

種目: 特殊寝台付属品

体位
変換

シート中央のブルーの部分に摩擦を軽減する特殊な生地を使用し体位変換をサポートします。

床ずれ
予防

床ずれ発生の原因になる応力(ズレカや引っ張りカ)を軽減します。

腰痛
予防

介助者の身体的負担・介助量を軽減、腰痛を予防し医療費の削減と離職率の軽減へと繋がります。

自立
支援

高齢者や難病患者の残存機能を活かし、寝返りや体動等の自立支援をサポートします。



プレベンティブシートの特長

高い透湿性

寝具に求められている通気性600g/m²-24hrsを大幅に超える918g/m²-24hrsを実現。


ノンアイロン

シワになりにくい素材なので面倒なアイロンがけも不要です。

※アイロンを使用される場合、アイロン温度130℃まで

様々な消毒に対応


80℃の熱湯及び塩素系消毒薬等、様々な消毒方法に対応しています。



MVTR= 918 g/m²-24hrs

静電気の予防

不快な静電気を予防する為カーボン繊維を編み込んでいます。



拡大図

幅広いマットレスに対応

プレベンティブシート1枚で幅広いマットレスに対応します。

ボックスシートで交換も簡単

一人でもシート交換がスムーズに行えます。

滑り落ち防止

ベッドサイドは綿素材を採用することで、端座位時の滑り落ちを防止します。



トライボロジー(摩擦学)を応用した素材

ベッド上の摩擦を軽減し寝返り、体動、移動・移乗をサポートします。タテ・ヨコ・ナナメ全方向へのスライドに対応しています。

踏ん張りが効く

足元は膝を立てた時に足底が滑らないように綿素材を使用しています。

プレベンティブシート

対応サイズ:

長さ191cmまで 幅91cmまで 高さ20cmまで

材質: ポリエステル、カーボン、綿

定価: ¥11,000 (税込)

TAIS: 01622 - 000006

※商品の仕様等は予告無く変更する場合があります。



介護保険レンタル対応

種目:体位変換器

防水機能付き体位変換器

タフ スライディングパッド

プレベンティブシートと併用することで摩擦を大幅に軽減する体位変換器です。
防水シートを使用すると動きが妨げられるという概念を覆します。

タフ スライディングパッドの特長

左右のハンドル

体位変換をより容易に行うことができるよう、左右に持ち手を採用しました。



マジックベルトを付属

側臥位中の排泄ケア等が両手で確実に行えます。



吸水・防水・スライド

1ℓの水分も余裕で吸水・防水します。
裏面はスライド素材を使用。

※効果を得るにはプレベンティブシートとペアでお使い下さい。

耐久性

耐久性抜群の生地を使用しているの
で、繰り返し洗濯してご使用頂けます。



防水機能付き体位変換器 タフ スライディングパッド

サイズ:870×870×2.8mm

材質:ポリエステル、レーヨン

定価:〈1枚〉 ¥6,600(税込)マジックベルト付き TAIS:01622 - 000007

〈2枚〉 ¥13,200(税込)マジックベルト付き TAIS:01622 - 000008

※商品の仕様等は予告無く変更する場合があります。

※全介助者の場合は上半身・下半身にそれぞれ1枚ずつ使用して下さい。(2枚1組での販売もあります。)

※タフ スライディングパッドには向きがあります。ハンドルがベッドの左右になる様に配置して下さい。(ハンドルを上下にすると滑らなくなります。)

こちらから使用体験を動画にて
ご覧いただけます。



開発者

開発者のナンシーはプリティッシュ・コロンビア州 内陸保健局 安全衛生アドバイザー スライダー・シート・システム プロジェクト・マネージャー 等、40年以上に及ぶ理学療法士としての経験から、ベッド上の体位変換を容易にする必要性を認識し商品を開発しました。

〈輸入総代理店〉

(有)ホームケア渡部建築

〒683-0104 鳥取県米子市大崎290-1

TEL: 0859-28-8487 FAX: 0859-28-8630

MAIL: homecare-k@sea.chukai.ne.jp

HP: www.homecarewatanabe.com